

Anticorps Polyclonal Anti-Dhrs1 Pour Wb Et Elisa - Q96Lj7

Numéro d'article: CM0022213



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine DHRS1 (SDR19C1) humaine pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du métabolisme des stéroïdes et xénobiotiques et de la fonction du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DHRS1 pAb de lapin
Remarques / Alias	SDR19C1; DHRS1
Espèce cible	Humain
Identifiant de gène	115817
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-262 de la protéine DHRS1 humaine (NP_001129522.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q96LJ7
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace