

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dhrs11 Pour Wb Et Elisa - Q6Uwp2

Numéro d'article: CM0015142



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DHRS11 humain (SDR24C1). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Utile pour la recherche sur le métabolisme des hormones stéroïdiennes et la biosynthèse des androgènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DHRS11 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARPG836; SDR24C1; spDHRS11; DHRS11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79154
GeneID	79154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du DHRS11 humain (NP_077284.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6UWP2
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace