


Anticorps Monoclonal Anti-Dhtkd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hy7

Numéro d'article: CM0004399



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre DHTKD1 (2-oxoadipate déshydrogénase E1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur les troubles métaboliques et neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DHTKD1 Lapin mAb
Remarques/Alias	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	55526
GenelD	55526
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-197 de DHTKD1 humain (NP_061176.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96HY7
Poids moléculaire	103kDa
Expédition	Sac de glace