


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dhtkd1 Pour Wb Et Elisa - Q96Hy7

Numéro d'article: CM0025527



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DHTKD1 humain (composant E1 de la 2-oxoadipate déshydrogénase), validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat ; détecte une bande d'environ 103 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et le catabolisme de la lysine/tryptophane.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DHTKD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	55526
GenelD	55526
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du DHTKD1 humain (NP_061176.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96HY7
Poids moléculaire	103kDa
Expédition	Sac de glace