

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dhx30 Pour Wb, Elisa - Q7L2E3

Numéro d'article: CM0026110



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DHX30, adapté pour le WB et l'ELISA. Reconnaît le DHX30 humain, murin et de rat. Soutient la recherche sur l'assemblage du ribosome mitochondrial et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DHX30 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DDX30 ; RETCOR ; NEDMIAL ; DHX30
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22907
GeneID	22907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 906-1155 du DHX30 humain (NP_055781.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L2E3
Poids Moléculaire Protéique	134 kDa
Expédition	Sac de glace