


Anticorps Polyclonal Anti-Dhx36 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9H2U1

Numéro d'article: CM0030296



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin DHX36 validé pour WB, IP et ELISA. Réagit avec DHX36 humain, murin et rat, une hélicase de résolution de G-quadruplex impliquée dans la régulation génique et l'intégrité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DHX36 Lapin pAb
Remarques/Alias	G4R1; RHAU; DDX36; MLEL1; DHX36
Espèce	Humain
Identifiant Gène (Humain)	170506
Identifiant Gène	170506
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de DHX36 humain (NP_065916.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H2U1
Poids Protéique	115kDa
Expédition	Sac de glace