


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dhx38 Pour Wb, Elisa - Q92620

Numéro d'article: CM0025191



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin DHX38 validé pour Western Blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur d'épissage pré-ARNm DHX38, un composant du spliceosome et une hélicase ARN dépendante de l'ATP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DHX38 Lapin pAb
Remarques/Alias	RP84, DDX38, PRP16, PRPF16, DHX38
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9785
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1133-1227 de DHX38 humain (NP_054722.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92620
Poids Protéique	141kDa
Expédition	Sac de glace