

Anticorps Polyclonal Anti-Dhx57 Pour Wb Et Elisa - Q6P158

Numéro d'article: CM0021868

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DHX57/DDX57 humain, adapté au Western blot (WB) et à l'ELISA. Réagit également avec la protéine de souris. Destiné aux études sur la fonction des hélicases à ARN dépendantes de l'ATP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DHX57 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DDX57 ; DHX57
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	90957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700 à 900 de la protéine DHX57 humaine (NP_945314.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q6P158
Poids moléculaire de la protéine	156 kDa
Expédition	Sac réfrigérant