

Anticorps Polyclonal Anti-Dhx58 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96C10

Numéro d'article: CM0028282



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre DHX58 (LGP2), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DHX58 Lapin pAb
Remarques/Alias	LGP2, RLR-3, D11LGP2, D11lgp2e, DHX58
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79132
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 389-678 de DHX58 humain (NP_077024.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96C10
Poids moléculaire	77kDa
Expédition	Sac de glace