

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dhx8 Pour Wb, Elisa - Q14562

Numéro d'article: CM0015839



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DHX8 humain validé pour Western blot et ELISA. Cible l'ARN hélicase dépendante de l'ATP impliquée dans l'épissage des pré-ARNm et l'export nucléaire. Réaction croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DHX8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DDX8, Dhr2, HRH1, PRP22, PRPF22, DHX8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1659
GeneID	1659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1001-1220 de la protéine DHX8 humaine (NP_004932.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14562
Poids de la protéine	139 kDa
Expédition	Sachet de glace