


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dhx9/Hélicase A De L'arn Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Numéro d'article: CM0012487



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DHX9/hélicase A de l'ARN validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Reconnaît la DHX9 humaine, murine et de rat (141 kDa). Idéal pour les études sur la transcription, le traitement de l'ARN et les hélicases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DHX9/hélicase A de l'ARN
Remarques/Alias	LKP ; RHA ; DDX9 ; NDH2 ; NDH1 ; DHX9/hélicase A de l'ARN
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1660
GeneID	1660
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1100-1200 de la DHX9/hélicase A de l'ARN humaine (Q08211)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q08211
Poids moléculaire	141 kDa
Expédition	Sac de glace