


Anticorps Polyclonal Anti-Diaph1 (Lapin) Pour Wb Et Elisa - O60610

Numéro d'article: CM0022693



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DIAPH1 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Cible le DIAPH1 humain (141 kDa), un facteur de nucléation de l'actine impliqué dans l'organisation du cytosquelette. Idéal pour la biologie cellulaire et la recherche sur l'audition.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] DIAPH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DIA1 ; DRF1 ; DFNA1 ; LFHL1 ; SCBMS ; hDIA1 ; mDia1 ; [Validé par KD] DIAPH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1729
GeneID	1729
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1158-1272 du DIAPH1 humain (NP_005210.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60610
Poids moléculaire de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace