


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Diaph1 Pour Wb Et Elisa - O60610

Numéro d'article: CM0002907



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de DIAPH1 humain (DIA1/DRF1). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études du cytosquelette d'actine et de la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DIAPH1 AcM de lapin
Remarques/Alias	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; DIAPH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1729
GeneID	1729
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de DIAPH1 humain (O60610)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60610
Poids protéique	141 kDa
Expédition	Sac de glace