

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Diaph2 Pour Wb, Elisa - O60879

Numéro d'article: CM0017361

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DIAPH2 validé pour WB et ELISA. Détecte DIAPH2 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Pertinent pour l'étude de l'ovogenèse, du trafic endosomal et de la régulation du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DIAPH2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DIA; POF; DIA2; DRF2; POF2; POF2A; DIAPH2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	1730
Identifiant du gène	1730
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de la DIAPH2 humaine (NP_009293.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O60879
Poids moléculaire	126 kDa
Expédition	Sac réfrigérant