


Anticorps Polyclonal Anti-Diaph3 Pour Wb, Elisa - Q9Nsv4

Numéro d'article: CM0016574



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin DIAPH3 Humain validé pour WB et ELISA. Cible la formine-3 liée à diaphanous (mDia2) impliquée dans la dynamique du cytosquelette d'actine, la cytokinèse et l'activation du SRF. Convient pour la recherche sur la perte auditive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DIAPH3 Lapin pAb
Remarques/Alias	AN; DIA2; DRF3; AUNA1; NSDAN; diap3; mDia2; DIAPH3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	81624
GeneID	81624
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NSV4
Poids Protéique	137kDa
Expédition	Sac de glace