

Anticorps Monoclonal Anti-Dicer1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upy3

Numéro d'article: CM0006097



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DICER1 de haute qualité validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le DICER1 humain, souris et rat. Convient pour la recherche sur le silençage de l'ARN et Dicer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DICER1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23405
ID de gène	23405
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPY3
Poids moléculaire	219 kDa
Expédition	Sac de glace