

Anticorps Polyclonal Anti-Dicer1 Pour If/Icc, Elisa - Q9Upy3

Numéro d'article: CM0020129



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DICER1 pour échantillons humains, validé pour IF/ICC et ELISA. Cible l'endoribonucléase Dicer, clé dans le traitement des miRNA et siRNA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	DICER1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DCR1 ; GLOW ; MNG1 ; aviD ; Dicer ; HERNA ; RMSE2 ; Dicer1e ; K12H4.8-LIKE ; DICER1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23405
ID du gène	23405
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 1100-1200 de DICER1 humain (NP_001258211.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UPY3
Poids protéique	219 kDa
Expédition	Sac de glace