

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Digoxigénine/Digoxine Pour Applications Db Et Elisa

Numéro d'article: CM0000004

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la digoxigénine/digoxine. Adapté pour DB et ELISA avec une réactivité indépendante de l'espèce. Idéal pour le développement de tests IVD et la surveillance de la digoxine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-digoxigénine/digoxine
Immunogène	Composés chimiques Digoxine
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace