


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dimethyl-Dnmt3A-K44 (O88508) Pour If/Icc Et Elisa

Numéro d'article: CM0000230



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la lysine 44 diméthylée de la DNMT3A de souris (O88508). Adapté pour l'IF/ICC et l'ELISA, avec réactivité croisée envers l'humain et le rat. Idéal pour les études épigénétiques et de méthylation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin DiMethyl-DNMT3A-K44
Remarques/Alias	Mmullia ; DiMethyl-DNMT3A-K44
Espèce	Souris
GeneID (humain)	13435
GeneID	13435
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O88508
Poids Protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace