


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Diméthyl-Histone H3 (Lys79) Pour La Recherche Sur La Chromatine/L'épigénétique (Q16695/P68431)

Numéro d'article: CM0000354



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'histone H3 diméthylée sur la lysine 79 (H3K79me2). Validé pour WB, ChIP-seq, IF, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'analyse épigénétique et de la chromatine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | AcM de lapin anti-diMéthyl-Histone H3-K79                            |
| Remarques/Alias    | H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; DiMéthyl-Histone H3-K79 |
| Espèce             | Humain                                                               |
| GenelD (Humain)    | 8290/ 8350                                                           |
| GenelD             | 8290/8350                                                            |
| Immunogène         | Peptide synthétique                                                  |
| Source             | Lapin                                                                |
| Catégorie          | Anticorps Méthylés                                                   |
| Application        | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA               |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)                   |
| SWISS              | Q16695/P68431                                                        |
| Poids protéique    | 15 kDa                                                               |
| Expédition         | Sac de glace                                                         |