

Anticorps Polyclonal Anti-Dimt1 Pour Wb, Elisa - Q9Unq2

Numéro d'article: CM0030607



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant DIMT1, une enzyme clé de la diméthylation de l'ARNr 18S et de la biogenèse des ribosomes. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le nucléole et le traitement de l'ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DIMT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DIM1; DIMT1L; HUSSY5; HSA9761; DIMT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27292
GeneID	27292
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 de DIMT1 humaine (NP_055288.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNQ2
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace