

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dio3 Pour Wb Et Elisa - P55073

Numéro d'article: CM0027174

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DIO3 humaine (Thyroxine 5-déiodinase), adapté aux applications WB et ELISA. Idéal pour l'étude du métabolisme des hormones thyroïdiennes et la recherche associée - P55073.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DIO3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	D3 ; 5DIII ; TXDI3 ; DIOIII ; DIO3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1735
GenelD	1735
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-170 de la DIO3 humaine (NP_001353.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P55073
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace