

Anticorps Polyclonal Anti-Dip2C Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2E4

Numéro d'article: CM0022704

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DIP2C validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec une réactivité contre l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 100-260.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DIP2C Rabbit pAb
Remarques/Alias	KIAA0934; DIP2C
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	22982
GenelD	22982
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-260 du DIP2C humain (NP_055789.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2E4
Poids moléculaire de la protéine	171kDa
Expédition	Sac de glace