


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Diras3 Pour Wb, Elisa - 095661

Numéro d'article: CM0031042



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DIRAS3 validé pour WB et ELISA. Reconnaît la DIRAS3 humaine, réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études sur les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DIRAS3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARHI; NOEY2; DIRAS3
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	9077
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-229 de la DIRAS3 humaine (NP_004666.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O95661
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace