

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Disc1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nri5

Numéro d'article: CM0028110



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le DISC1 humain (Q9NRI5) validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la schizophrénie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin anti-DISC1
Remarques/Alias	SCZD9; C1orf136; DISC1
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	27185
ID du Gène	27185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du DISC1 humain (NP_001158009.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRI5
Poids Moléculaire de la Protéine	94kDa
Expédition	Sac de glace