

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Disp1 Pour Wb, Elisa - Q96F81

Numéro d'article: CM0017549



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DISP1 humain, validé pour le Western blot et le test ELISA. Cible la protéine dispatched homolog 1, un régulateur clé de la signalisation hedgehog. Idéal pour la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DISP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DISPA ; DISP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84976
GeneID	84976
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1325-1524 du DISP1 humain (NP_116279.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q96F81
Poids Moléculaire de la Protéine	171 kDa
Expédition	Sac de glace