


Anticorps Polyclonal Anti-DJ-1/Park7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99497

Numéro d'article: CM0021458



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le DJ-1/PARK7 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif, la neurodégénérescence et la déglycase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DJ-1/PARK7 Lapin pAb
Remarques/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11315
ID de gène	11315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-189 du DJ-1/PARK7 humain (NP_009193.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99497
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace