


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-DJ-1/Park7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99497

Numéro d'article: CM0003807



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DJ-1/PARK7 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la DJ-1/PARK7 humaine, murine et de rat (20 kDa), une protéine multifonctionnelle de stress oxydatif. Idéal pour la recherche sur la neurodégénérescence et la cytoprotection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DJ-1/PARK7 Rabbit mAb
Remarques/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11315
GeneID	11315
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la DJ-1/PARK7 humaine (Q99497)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99497
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace