


Anticorps Polyclonal Anti-Dkc1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60832

Numéro d'article: CM0022719



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DKC1 humain (dyskérine), validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines homologues de la souris et du rat. Idéal pour les recherches sur la biogenèse des ribosomes, le maintien des télomères et la dyskératose congénitale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DKC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1736
GeneID	1736
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O60832
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace