

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dkc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60832

Numéro d'article: CM0008482



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-DKC1 de haute qualité validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte le DKC1 (dyskérine) humain, souris, rat, impliqué dans la pseudouridylation, la biogenèse des ribosomes et le maintien des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DKC1 Lapin mAb
Remarques/Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1736
ID de gène	1736
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 du DKC1 humain (O60832).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60832
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace