


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dkc1 Pour Wb - O60832

Numéro d'article: CM0017437



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le DKC1 humain, pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Convient pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et le maintien des télomères. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Poids moléculaire prédit 58kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DKC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1736
GeneID	1736
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du DKC1 humain (NP_001354.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O60832
Poids de la Protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace