

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dkk1 Pour Wb Et Elisa - 094907

Numéro d'article: CM0030960



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-DKK1 de haute qualité est validé pour le WB et l'ELISA. Il détecte le DKK1 humain, de souris et de rat, ce qui le rend idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DKK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SK; DKK-1; DKK1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	22943
Identifiant de gène	22943
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-266 du DKK1 humain (NP_036374.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094907
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sachet isotherme