

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dkk3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Ubp4

Numéro d'article: CM0007689

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant anti-DKK3 validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte la protéine DKK3 humaine, souris et rat, un antagoniste de la signalisation Wnt impliqué dans le développement et les pathologies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-DKK3
Remarques / Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	27122
GenelD	27122
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-200 de la DKK3 humaine (NP_056965.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBP4
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace