

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dkk3 Pour Wb/If/Icc/Elisa - Q9Ubp4

Numéro d'article: CM0007811

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le DKK3 humain (Q9UBP4), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	DKK3 AcM de lapin
Remarques/Alias	RIG ; CRRL ; REIC ; DKK3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	27122
Identifiant du gène	27122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-350 du DKK3 humain (Q9UBP4) (NP_056965.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBP4
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace