

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dkk3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Numéro d'article: CM0022365

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DKK3 humain (protéine apparentée à Dickkopf 3). Convient pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt, le développement et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DKK3 Lapin pAb
Remarques/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27122
GeneID	27122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-200 du DKK3 humain (NP_056965.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBP4
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace