


Anticorps Anti-Dkk4 (Dkk-4) Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q9Ubt3

Numéro d'article: CM0029736



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DKK4 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les DKK4 humain et murin. Idéal pour l'étude de la signalisation Wnt, du développement et des maladies connexes. Approvisionnez-vous en matériel de recherche en toute confiance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DKK4 Lapin pAb
Remarques/Alias	DKK-4; DKK4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	27121
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-224 de la DKK4 humaine (NP_055235.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UBT3
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace