


Anticorps Polyclonal Anti-Dlat Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10515

Numéro d'article: CM0028785



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DLAT pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et le complexe pyruvate déshydrogénase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DLAT Lapin pAb
Remarques/Alias	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1737
GeneID	1737
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10515
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace