


Anticorps Polyclonal Anti-Dlat Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10515

Numéro d'article: CM0014455



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DLAT validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la dihydrolipoamide acétyltransférase de 69 kDa (PDC-E2), une enzyme clé du complexe de la pyruvate déshydrogénase et un auto-antigène majeur de la cirrhose biliaire primitive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb DLAT de lapin
Remarques/Alias	E2 ; PBC ; DLTA ; PDCE2 ; PDC-E2 ; DLAT
Espèce	Humain
GeneID	1737
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 87-270 de DLAT humain (NP_001922.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P10515
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace