


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dlat Pour Wb, Elisa - P10515

Numéro d'article: CM0009870



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique pour DLAT (PDC-E2), le composant dihydrolipoamide acétyltransférase du complexe pyruvate déshydrogénase. Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | DLAT Lapin mAb                                                                                                 |
| Remarques/Alias    | E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                         |
| GeneID (humain)    | 1737                                                                                                           |
| GeneID             | 1737                                                                                                           |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 548-647 de DLAT humain (P10515) |
| Source             | Lapin                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                          |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                      |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                            |
| SWISS              | P10515                                                                                                         |
| Poids Protéique    | 69 kDa                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                   |