


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Dlat Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10515

Numéro d'article: CM0010793



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le DLAT humain (dihydrolipoamide acétyltransférase) pour une utilisation multi-applications : WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et la CBP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DLAT Lapin mAb
Remarques/Alias	E2, CBP, DLTA, PDCE2, PDC-E2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1737
GenelD	1737
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 87-270 du DLAT humain (NP_001922.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10515
Poids Protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace