


Anticorps Polyclonal Anti-Dlc1 Pour Wb Et Elisa - Q96Qb1

Numéro d'article: CM0022535



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal lapin anti-DLC1 (Q96QB1), validé pour WB et ELISA. Détecte le DLC1 humain, souris et rat. Immunogène recombinant (aa 204-463). Idéal pour la recherche sur le suppresseur de tumeur et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DLC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HP; ARHGAP7; STARD12; p122-RhoGAP; DLC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10395
GeneID	10395
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 204-463 du DLC1 humain (NP_079043.3)
Source	Lapin
Anticorps Polyclonaux	
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96QB1
Poids Protéique	171kDa
Expédition	Sac de glace