

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dld/Dldh Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Numéro d'article: CM0016498



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la dihydrolipoamide déshydrogénase, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la DLD/DLDH humaine et de souris. Adapté à l'étude du métabolisme mitochondrial, de la succinylation des histones et de la capacitation spermatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLDH/DLD Rabbit pAb
Remarques / Alias	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1738
GeneID	1738
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-300 de la DLDH/DLDH/DLDH/DLD humaine (NP_000099.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	P09622
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace