

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dldh/Dld Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Numéro d'article: CM0008314



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DLDH/DLD (P09622). Pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient aux études sur le complexe mitochondrial des déshydrogénases et la succinylation des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DLDH/DLD
Remarques/Alias	E3 ; LAD ; DLDD ; DLDH ; GCSL ; PHE3 ; OGDC-E3 ; DLDH/DLD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1738
GeneID	1738
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 401-500 de la DLDH/DLD humaine (P09622).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P09622
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace