

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dldh/Dld Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09622

Numéro d'article: CM0026331



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DLDH/DLD humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la dihydrolipoamide déshydrogénase humaine et murine, un composant E3 mitochondrial. 54kDa. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLDH/DLD Lapin pAb
Remarques/Alias	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1738
GeneID	1738
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-300 de DLDH/DLDH/DLDH/DLD humain (NP_000099.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09622
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace