


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dlg3 Pour Wb - Q92796

Numéro d'article: CM0019901



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DLG3 humain (SAP102), validé pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur la plasticité synaptique et l'apprentissage. SWISS : Q92796.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-DLG3
Remarques/Alias	MRX ; XLMR ; MRX90 ; NEDLG ; SAP102 ; XLID90 ; PPP1R82 ; DLG3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1741
GeneID	1741
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 464-817 de DLG3 humain (NP_066943.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92796
Poids moléculaire	90 kDa
Expédition	Sac réfrigérant