

## Anticorps Polyclonal Anti-Dlgap2 Pour Wb, Elisa - Q9P1A6

Numéro d'article: CM0018232

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DLGAP2 validé pour WB et ELISA. Cible la protéine humaine DLGAP2, une protéine d'échafaudage postsynaptique impliquée dans l'organisation synaptique. Idéal pour la recherche en neurosciences et en signalisation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | DLGAP2 Lapin pAb                                                                                                                           |
| Remarques/Alias             | DAP2; SAPAP2; C8orf68; ERICH1-AS1; DLGAP2                                                                                                  |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)             | 9228                                                                                                                                       |
| GeneID                      | 9228                                                                                                                                       |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-800 de la protéine humaine DLGAP2 (NP_004736.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie                   | Anticorps polyclonaux                                                                                                                      |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée          | Humain                                                                                                                                     |
| SWISS                       | Q9P1A6                                                                                                                                     |
| Poids moléculaire protéique | 118kDa                                                                                                                                     |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                               |