

Anticorps Polyclonal Anti-Dlk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P80370

Numéro d'article: CM0026096



Introduction

DLK1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal obtenu contre la DLK1 humaine recombinante (acides aminés 24-303). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche en neuroendocrinologie et sur le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Espèce	Humaine
GeneID	8788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-303 de la DLK1 humaine (P80370)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P80370
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac isothermique