

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dlk1 Pour Wb, Elisa - P80370

Numéro d'article: CM0027224



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-DLK1 (P80370) est validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec l'homme et la souris. Adapté aux études sur la différenciation neuroendocrine. Source : Lapin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	8788
Identifiant du gène	8788
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P80370
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace