

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-DLL1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O00548

Numéro d'article: CM0017263



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DLL1 humaine, un ligand Notch crucial pour le développement embryonnaire et le maintien des cellules souches. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Notch, de la différenciation cellulaire et de la mise en place des tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DL1; Delta; DELTA1; NEDBAS; DLL1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	28514
GenelD	28514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-220 de la DLL1 humaine (NP_005609.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00548
Poids Protéique	78kDa
Expédition	Sac de glace