

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-DLL3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyj7

Numéro d'article: CM0022649

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DLL3 humaine, adapté pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Notch et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DLL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCDO1; DLL3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-618 de la DLL3 humaine (NP_058637.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NYJ7
Poids moléculaire	65 kDa
Expédition	Sac de glace